

B. 열풍건조기 (CONVECTION DRY OVEN)

* 설명



- 강제순환식 건조기입니다.
- 각종 시료, 기구 등의 건조.
- 외부는 분체도장, 내부는 SUS304로 제작 되었습니다.
- 온도 조절기는 PID Controller를 채용하였습니다.
- 내부의 선반은 조절이 가능
- 온도 보존성이 뛰어난 Glass Wool 단열재를 사용했습니다.
- 과열방지 장치, 과부하차단장치가 설치.
- 외관이 미려한 CAD/CAM작업
- 타이머 기능(99시간 59분)
- 2중 강화 유리문

Model No	HSC - 40	HSC - 80 / 150	HSC-216 / 250	HSC - 300
Size(in) (W*D*Hmm)	330 * 330 * 380	420*420*470/500*500*600	600*600*600/500*500*1000	600 * 500 * 1000
Size(out) (W*D*Hmm)	450 * 450 * 580	570*680*770/650*760*910	750*800*910/650*650*1300	750 * 650 * 1300
Capacity	약 41L	약80 / 150L	약 216 / 250L	약 300L
Heater Capacity	1.2KW	1.2KW	1.2/2.4KW	2.4KW
Temp. Range	Amb+5℃~299℃			
Accuracy	± 0.1℃ (100℃) / ± 0.2℃ (200℃)			
Fan Motor	1/16H			
Controller	PID Controller (K Type)			
Timer	99hr 59min			
Material Shelves	크롬도금 (Wire)			
Material in	SUS304			
Material out	철판분체도장			
Power	AC220V 60Hz			