

N. 전기로 (ELECTRIC FURNACE)



* 설명

- 본 제품은 1500°C 이하의 사용을 요하는 실험실 및 생산용으로 광범위하게 적용되는 규격품으로 경제적인 가격으로 공급합니다.
- 센서 알람 경보기능
- pid controller
- 세라믹화이버 단열

Model	HSE - 3	HSE - 4	HSE - 12	HSE - 14	HSE - 27
온도 범위	100~1200°C (+/-1도씨)				
상용 온도	1000°C / 약 20~25분				
온도 조절기	Digital PID Controller				
발열부 및 단열층	Ceramic Fiber에 직접성형 (돌출식)				
열전대	K - Type				
열선	칸탈 A1				
내부크기	130 * 250 * 90	150 * 300 * 100	200 * 300 * 200	250 * 350 * 160	300 * 300 * 300
외부크기	340 * 470 * 490	370 * 590 * 510	490 * 560 * 650	530 * 600 * 600	580 * 560 * 730
용량(리터)	2.9	4.5	12	14	27
전기용량	1500 W	2600 W	3500 W	4000 W	5500 W
전원	AC 220V 60Hz				