

# Q. 흡후드 (HUME HOOD)



## \* 설명

- 작업자가 인체에 해로운 물질 취급시 강력한 팬 모터를 사용하여 오염된 공기를 신속히 배출.
- Water Cock, Air Cock, Gas Cock.
- 외부는 분체도장, 내부는 SUS304로 제작되었습니다.
- 외관이 미려한 CAD/CAM 작업
- 사이즈가 변경된 것은 주문 제작합니다.

Model No	HSH-1200	HSH-1500	HSH-1800	HSH-2100
Size(in) (W*D*Hmm)	750*700*650	1200*700*650	1350*700*650	1650*700*650
Size(out) (W*D*Hmm)	1200*800*2300	1500*800*2300	1800*800*2300	2100*800*2300
Glass	Tempered Glass			
Utility Device	Water Cock, Air Cock, Gas Cock			
Concent	110V/220V			
Lamp	Vapor proof. Lamp 100w			
Material Door	Sliding Door			
Material Table	Lead Plate / Ceramic Plate			
Motor	1/4HP	1/4HP	1/3HP	1/3HP
Noise	Less Than 60db			
Duct	Ø250mm			
Material in	SUS304			
Material out	철판분체도장			
Power	AC220V 60Hz			