

C. 진공건조기 (VACUUM DRY OVEN)

* 설명



- 디지털 진공건조기 입니다.
- 각종 시료, 기구 등의 건조.
- 외부는 분체도장, 내부는 SUS304로 제작 되었습니다.
- 온도 조절기는 PID Controller를 채용하였습니다.
- 내부의 선반은 열전달이 좋은 Aluminium으로 제작
- 온도 보존성이 뛰어난 Glass Wool 단열재를
사용했습니다.
- 과열방지 장치, 과부하차단장치가 설치.
- 외관이 미려한 CAD/CAM작업
- 타이머 기능(99시간 59분)
- 2중 강화 유리문
- 밸브 2개 부착
- 진공계기 부착
- 누전차단기 부착

Model No	HSV - 27	HSV - 40	HSV - 60
Size(in) (W*D*Hmm)	300 * 300 * 300	350 * 350 * 350	400 * 400 * 400
Size(out) (W*D*Hmm)	450 * 400 * 630	830 * 520 * 670	620 * 620 * 870
Capacity	약 27L	약 40L	약 60L
Heater Capacity	0.8KW	1KW	1.2KW
Temp. Range	Amb+5℃~299℃		
Accuracy	±0.1℃(100℃)/±0.2℃(200℃)		
Thermocouple	PT-100Ω		
Vacuum Range	0 to 760mmHg		
Controller	PID Controller(K Type)		
Timer	99hr 59min		
Material Shelves	Aluminum		
Material in	SUS304		
Material out	철판분체도장		
Power	AC220V 60Hz		