

D. 건열살균기 (DRY HEATED STERILIZER)

* 설명



- 자연대류방식 디지털 건열살균기입니다.
- 각종 시료, 기구 등의 건조.
- 외부는 분체도장, 내부는 SUS304로 제작 되었습니다.
- 온도 조절기는 PID Controller를 채용하였습니다.
- 내부의 선반은 조절이 가능
- 온도 보존성이 뛰어난 Glass Wool 단열재를 사용했습니다.
- 과열방지 장치, 과부하차단장치가 설치.
- 외관이 미려한 CAD/CAM작업
- 타이머 기능(99시간 59분)
- 2중 강화 유리문
- size가 큰 것은 주문제작합니다.

Model No	HSDS - 40	HSDS - 80	HSDS - 150
Size(in) (W*D*Hmm)	330 * 330 * 380	420 * 420 * 470	500 * 500 * 600
Size(out) (W*D*Hmm)	450 * 450 * 580	530 * 550 * 760	620 * 620 * 870
Capacity	약 41L	약 83L	약 150L
Heater Capacity	0.8KW(니크롬선히터)	1.0KW(니크롬선히터)	1.2KW(니크롬선히터)
Temp. Range	Amb+5℃~299℃		
Accuracy	±0.1℃(100℃)/±0.2℃(200℃)		
Controller	PID Controller(K Type)		
Timer	99hr 59min		
Material Shelves	크롬도금(Wire)		
Material in	SUS304		
Material out	철판분체도장		
Power	AC220V 60Hz		